

GENIO®

Rustgevende. Nachten.

Genio® heeft slapen opnieuw uitgevonden voor **patiënten met matige tot ernstige obstructieve slaapapneu (OSA)**. Genio® is een gebruiksvriendelijke, comfortabele en efficiënte behandeling van slaapapneu die gebruikers de **vrijheid** biedt om te genieten van een **rustgevende slaap** en hun leven weer ten volle te leven.

Specifiek ontworpen
voor OSA-patiënten

Korte chirurgische ingreep

Eenvoudig te gebruiken




genio.nyxoah.com

Genio® slaapapneubehandeling

Genio® is even disruptief als elegant en eenvoudig. OSA wordt veroorzaakt door een abnormale ontspanning van de tong- en keelspiers. De hypoglossale zenuw stuurt de spier van de tong en de luchtweg aan. Door de hypoglossale zenuw te stimuleren, houdt de Genio®-oplossing de bovenste luchtweg gedurende de nacht open.



Genio® rustgevende nachten



Korte chirurgische ingreep

De chirurgische implantatie van de Genio®-neurostimulator is een minimaal invasieve ingreep, waarbij één incisie onder de kin volstaat. Onze draadloze en batterijloze neurostimulator stimuleert de tongspieren zodat de bovenste luchtweg tijdens de slaap open wordt gehouden.

Eenvoudig te gebruiken

Elke nacht wordt er een pleister onder uw kin aangebracht om een rustgevende nacht te waarborgen. **82% van de gebruikers geeft aan tevreden te zijn over het Genio®-systeem.**¹



Wilt u uw slaap verbeteren?

**Als u geïnteresseerd bent in deze therapie,
raadpleeg dan uw arts.**

1. Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG et al. Bilaterale hypoglossale zenuwstimulatie voor de behandeling van obstructieve slaapapneu bij volwassenen. Eur Respir J 2019

Indicatie voor gebruik: Het Genio®-systeem is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige obstructieve slaapapneu (OSA) en die ofwel de behandeling met positieve luchtdruk (Positive Airway Pressure (PAP)) niet hebben verdragen, ofwel bij wie de behandeling is mislukt, ofwel die de behandeling hebben geweigerd.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Nyxoah S.A. Alle inhoud van deze brochure, inclusief de teksten, handelsmerken, dienstmerken, logo's, illustraties, foto's, grafische afbeeldingen, ontwerp, enz., zijn eigendom van Nyxoah S.A. Nyxoah S.A. bezit alle rechten met betrekking tot al hun handelsmerken, dienstmerken, logo's en auteursrechten die in deze brochure voorkomen. Gepatenteerde en modelbeschermd technologie.

CE-markering sinds 2019
Opgepast – Onderzoeksapparaat in de Verenigde Staten. Beperkt door de Amerikaanse federale wet tot onderzoeksgebruik

Doc. ID-EXT-0000996-NL Rev01