

GENIO®

Erholsamer. Schlaf.


Gute Nachrichten für Patienten mit **mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe**: Genio® bringt den gesunden Schlaf zurück!

Genio® ist ein anwenderfreundliches, komfortables und effizientes Produkt für die Schlafapnoe-Therapie, das seinen Anwendern einen **erholsamen Schlaf** und **unbeschwerte Lebensfreude** zurückbringen kann.

Eigens entwickelt für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe

Ein kurzer chirurgischer Eingriff

Einfach anzuwenden




genio.nyxoah.com

Genio® für die Schlafapnoe-Therapie

Genio® ist eine unauffällige, elegante und unkomplizierte Lösung. Die obstruktive Schlafapnoe wird durch eine unnormale Erschlaffung der Zunge und der Halsmuskulatur ausgelöst. Die Zunge und die Muskeln der Atemwege werden durch den Unterzungennerv kontrolliert. **Das Genio®-System stimuliert den Unterzungennerv und hält die oberen Atemwege während der Nacht offen.**



Genio® – für erholsamen Schlaf



Ein kurzer chirurgischer Eingriff

Die Implantation des Genio®-Neurostimulators ist ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem lediglich ein kleiner Schnitt unter dem Kinn gesetzt werden muss. Dieser Neurostimulator benötigt **keine Kabel oder Batterien** und regt die Zungenmuskulatur an, damit diese die oberen Atemwege während des Schlafens offenhält.

Einfach anzuwenden

Jeden Abend vor dem Schlafengehen bringen Sie lediglich ein Pflaster unter Ihrem Kinn an. **82 % der Anwender berichten, dass sie mit dem Genio®-System zufrieden sind.**¹



Sind Sie bereit, Ihren Schlaf zu verbessern?

Wenn Sie an dieser Therapie interessiert sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

1. Eastwood PR, Barnes M, MacKay SG, et al. Bilateral Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. Eur Respir J 2019

Anwendungsgebiet: Das Genio®-System dient der Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe

(OSA), die eine Therapie mit positivem Atemwegsdruck (Positive Airway Pressure, PAP) entweder nicht vertragen haben, diese verweigert haben oder bei denen diese Therapie nicht wirksam war.

Alle Rechte vorbehalten © 2020 Nyxoah S.A. Der gesamte Inhalt dieser Broschüre, einschließlich Texten, Handelsmarken, Servicemarken, Logos, Illustrationen, Fotos, Grafiken, Designs etc. sind Eigentum von Nyxoah S.A. Nyxoah S.A. hat alle Rechte bezüglich eigener Handelsmarken, Servicemarken, Logos und Copyrights in dieser Broschüre.

Patenterte und als Geschmacksmuster geschützte Technologie.

CE-Konformitätskennzeichnung seit 2019

Vorsicht – Untersuchungsgerät in den Vereinigten Staaten. Beschränkt durch das US-Bundesgesetz auf Ermittlungszwecke.

Dok. ID-EXT-0000996-GE Rev01